

# Активатор Андресена-Гоипля

- ▶ Относится к аппаратам комбинированного действия, съемный;
- ▶ Состоит из двух базисных пластинок ( для верхней и нижней челюсти), соединенный по линии окклюзии - моноблок. Имеет вестибулярную ратракционную дугу, винты и другие элементы механического действия;
- ▶ Применяется в сменном и постоянном прикусе для лечения аномалий прикуса в трех плоскостях;
- ▶ Принцип действия: аппарат разобщает прикус, активирует рост недоразвитых участках челюстей, препятствует чрезмерному развитию, производит ретракцию отдельных зубов, зубоальвеолярное выдвижение боковых или передних зубов;
- ▶ Активация: 1 раз в 10-14 дней путем активирования ретракционной дуги и и подслойки пластмассы в области перемещаемых зубов

